


„Provox® Luna™ lässt mich komfortabler schlafen. Es fühlt sich viel weicher an.“

– Betroffener aus den USA

Atos Medical hat ein großes Ziel: Wir wollen tracheotomierten und laryngektomierten Menschen wieder eine Stimme geben! Jahrzehntelange Erfahrung und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden bilden die Grundlage für die Entwicklung unserer Designlösungen und Technologien. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden kontinuierlich innovative Lösungen anbieten zu können.



**Atos**

Atos Medical **Your voice**

**Bessere Nächte für  
bessere Tage**

PROVOX® Luna™

# Bessere Nächte



Entspannt schlafen.  
Die Haut schonen.  
Die Lunge schützen.

# Für einen besseren Tag

**Provox Luna ermöglicht Ihnen  
einen guten Start in den Tag.**

Wie wir alle wissen, wirkt sich ein erholsamer Schlaf positiv auf den nächsten Tag aus. Mit der Basisplatte und dem Filter von Provox Luna können Sie während der Nacht entspannt schlafen, während sich die Haut erholt und die Lunge geschützt wird.

Spazieren gehen, aktiv sein, im Garten arbeiten, einkaufen oder wo immer Ihnen der Sinn nach steht – alles fällt leichter, wenn Sie sich ausgeruht fühlen.

Provox Luna hilft Ihnen dabei, sich bereits im Schlaf auf den neuen Tag vorzubereiten.

Gönnen Sie sich eine  
geruhssame Nacht, um sich  
für den kommenden Tag  
zu stärken.

A man in a blue quilted jacket is using a brush to clean a stone wall. In the foreground, there is a grey wheelbarrow with yellow handles. The background shows a stone wall and some greenery. The text "Bessere Tage" is overlaid on the image.

# Bessere Tage

„Guter Schlaf ist mir sehr wichtig. Wenn ich morgens ausgeruht aufwache, habe ich mehr Energie für den vor mir liegenden Tag.“

– Leo, 49

#### Lernen Sie Leo kennen

Wir haben Leo und seine Frau Margret getroffen. Leo wurde 2011 laryngektomiert. Heute nutzt er Provox Luna für die Nacht und Provox FreeHands während des Tages.



## Bessere Nächte

### **Mit Provox Luna entspannt durch die Nacht.**

Die Basisplatte Luna Adhesive ist sanft und angenehm auf der Haut und ermöglicht so einen erholsamen Schlaf. Sie besteht aus Hydrogel, welches einen hautschonenden Effekt hat. Sie werden feststellen, dass sich Ihre Haut weicher und weniger gereizt anfühlt. Der HME Aufnahmering ist klein und weich für mehr Komfort, ungeachtet der Schlafposition.

Der Filter Luna HME ist weich und geschmeidig, er unterscheidet sich von einem herkömmlichen HME, den man tagsüber trägt. Er ermöglicht es, entspannt zu schlafen und ausgeruht aufzuwachen. Luna HME regeneriert Ihre Atemwege durch die höchste Befeuchtungsleistung, schützt so die Lunge und ermöglicht Ihnen leichtes Atmen im Schlaf.

Durch das Tragen eines HME rund um die Uhr können Sie Ihre Lungenfunktion in nur wenigen Wochen verbessern – vielleicht beobachten Sie sogar schon früher, dass sich Husten und starke Verschleimung verringern.



## Gemeinsam mit Betroffenen entwickelt

**Die enge Zusammenarbeit mit Betroffenen führte zur Entwicklung von Provox Luna. Mehr als 50 Anwender weltweit waren daran beteiligt, eine optimale Lösung für die Nacht zu finden.**

In Gesprächen mit unseren Anwendern erfuhren wir, dass ein angenehmer Schlaf für viele ein wichtiges Anliegen ist. Das Produkt sollte beruhigend für die Haut sein und ein leichtes Atmen ermöglichen, aber auch die Lunge schützen. Diese Wünsche haben den Entwicklungsprozess für Luna vorangetrieben.

Mehr als 80% der Anwender, die Provox Luna getestet haben, möchten das System auch weiterhin nutzen.

Es wurde als sehr komfortabel während des Schlafens empfunden. Die sanften Klebeeigenschaften der Basisplatte und die damit verbundene beruhigende Wirkung auf die Haut wurden sehr positiv bewertet.

## Provox Luna

Provox Luna ist die neue Lösung für die Nacht: Sorgt für einen entspannten Schlaf, schont dabei die Haut und schützt die Lunge.




### Luna HME und Luna Adhesive für einen angenehmen Schlaf

- weich und geschmeidig
- besteht aus Hydrogel, welches einen hautschonenden Effekt hat
- höchste Befeuchtung im Vergleich zu anderen HME\*
- niedriger Atemwegswiderstand für leichtes Atmen im Schlaf
- seitliche Öffnungen verhindern einen unbeabsichtigten Verschluss des HME

\*Auf Grundlage von klinischen Studien. Daten liegen vor.





## Entspannt schlafen

**Wenn Sie zu Bett gehen, werden Sie sicherlich weiche und bequeme Kleidung wählen. Dies sollte auch für Ihre Tracheostomaversorgung gelten. Denn nichts sollte Sie daran hindern, einen ungestörten Schlaf zu haben.**

Luna HME besteht aus einem weichen und anschmiegsamen Silikon, der Ihnen ein hohes Maß an Komfort bietet. Zwei seitliche Öffnungen schützen vor einem versehentlichen Verschluss, falls sich Kleidung oder Bettwäsche über den HME legen sollten.

Durch das sehr sanfte Material und den kleinen und weichen HME Aufnahmering sorgt Luna Adhesive für einen komfortablen Schlaf, ungeachtet der Schlafposition.

**„Mit Provox Luna schlafe ich besser. Das Pflaster ist einfach weicher und gibt mir weniger das Gefühl, eingeschränkt zu sein.“**

**- Betroffener aus den USA**



## Beruhigt die Haut

**Wenn Sie eine empfindliche Haut haben und unter Hautreizungen, Rötungen und Schmerzen leiden, sollten Sie in Erwägung ziehen, während der Nacht eine besonders hautfreundliche Basisplatte zu nutzen. So kann sich Ihre Haut besser regenerieren.**

Luna Adhesive beruhigt die Haut während des Schlafens und bereitet diese damit auf die Verwendung einer neuen Basisplatte am nächsten Tag vor. Sie besteht aus Hydrogel, welches in der modernen Haut- und Wundpflege anerkannt ist und dessen kühlende und beruhigende Wirkung von vielen Anwendern geschätzt wird.

**„Einige meiner Hautreizungen waren morgens bereits verschwunden. Der besondere Effekt war dann von der zweiten auf die dritte Nacht zu sehen. Noch nie hat sich meine Haut über Nacht so gut erholt.“**

**- Betroffener aus den USA**



## Schützt die Lunge

**Gesunde Atemwege können Sie dabei unterstützen, aktiv zu sein und die Dinge zu tun, die Sie gerne machen möchten.**

Luna HME hilft, Ihre Lunge zu schützen. Er befeuchtet die Atemluft beim Einatmen und kann damit Husten verringern.

Luna HME hat im Vergleich zu anderen HME die höchste Befeuchtung und einen niedrigen Atemwegswiderstand für leichtes Atmen im Schlaf.

Viele Betroffene berichten, dass sie sich durch das Tragen eines HME rund um die Uhr während des Tages besser fühlen. Und dass ihnen Freizeitaktivitäten wie spazieren gehen, Freunde treffen oder Sport machen leichter fallen.

**„Endlich kann ich auch nachts ein HME nutzen.“**

**- Betroffener aus Großbritannien**



## Bleiben Sie mit uns in Kontakt

Falls Sie mehr über Provox Luna erfahren möchten, Hilfe bei der Anwendung benötigen oder Fragen zur Erstattungsfähigkeit haben, setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne.

Tel **+49 (0)800 5353-667**  
E-Mail **info.de@atosmedical.com**  
Web **www.atosmedical.de**

Adresse **Mülheimer Straße 3-7**  
**53840 Troisdorf**  
**Deutschland**

### Bestellinformation

Produkt	Artikel-Nr.	VE
Provox Luna HME	8013	30
Provox Luna Adhesive	8014	15
Provox Adhesive Strip	8015	10
Provox Luna ShowerAid	8016	1